



## Quinton Plasma Isotonic

### Produktbeschreibung

#### Ziel der oralen Quinton Therapie

Das Ziel der oralen Quinton Therapie ist die Wiederherstellung der Homöostase, also des Gleichgewichts, in Matrix und Zelle. Quinton Meerwasser dient der Remineralisierung, als Säure / Basenausgleich und der Zellernährung. Es ist ideal, um einen sensiblen Organismus sanft zu entgiften und im Gleichgewicht zu halten. Zugleich ist Quinton Isotonic ein Geheimnis für schöne Haut!

#### Marines Plasma aus Planktonwolken

Quinton Isotonic ist viel mehr als reines Meerwasser. Es ist reines Meeresplasma, angereichert durch Wasserblüten aus Planktonwolken. Die Trinkampullen sind leicht salzig (0,9% Natrium).

Ärzte und Therapeuten berichten von einem tieferen erholsameren Schlaf dank Quinton, emotionaler und physischer Ausgeglichenheit, einer beschleunigten Regeneration nach Sport und körperlicher Anspannung. Isotonic ist ideal für eine Kuranwendung.

#### Zutaten

Sodiumchlorid, Magnesiumsulphat, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumbikarbonat.

#### Empfohlene Dosierung

Isotonic 2 bis 6 Trinkampullen (verteilt über den Tag). Einnahme auf nüchternen Magen bzw. 15 Minuten vor dem Essen. Mindestdauer der Einnahme: 1 Monat. Die meisten Anwender nehmen 2 Ampullen/Tag. Das ist ok, auch wenn die Empfehlungen zum Teil höher gehen.

Quinton Hypertonic darf nicht angewendet werden bei Hypertonie, Herz-/Kreislaufkrankungen u. Nierenproblemen. Nicht für Kinder und multimorbide ältere Patienten geeignet.

#### Indikationen/Anwendungsgebiete (1)

##### Haut

- Akne (3x Isotonic/d), imprägnierte Gaze mit Isotonic anwenden
- Ekzem (3x Isotonic/d)
- Sklerodermie (6x Isotonic/d)
- Furunkel (3x Isotonic/d)
- Juckreiz (3x Isotonic/d) Urtikaria
- Psoriasis (3x Isotonic/d)
- Verbrennungen (imprägnierte Gaze mit Isotonic anwenden)
- chronische, nicht heilende Wunden (3x Isotonic/d; hier kann das Plasma auch zusätzlich in die Wunde geträufelt werden, sehr gute Ergebnisse)
- Hautpilz (abwechselnd Isotonic u. Hypertonic)
- Alopezie

##### Menopause (siehe Studie)

- Isotonic: bei hyperaktiven, hypertonen Frauen, Übergewicht, Stress
- Hypertonic: Bei depressiven, asthenischen, erschöpften, hypotonen Frauen, Niedergeschlagenheit



## Quinton Plasma Isotonic

### Produktbeschreibung

#### Indikationen/Anwendungsgebiete (2)

##### **Darm** (3x Isotonic/d) Kinder (1x./d)

- Jegliche Form von Allergien und Dysbalancen in Folge von Nahrungsmittelunverträglichkeiten
- Laktoseintoleranz
- Nutzung der präbiotischen Wirkung des Meerwassers im Darm
- chronische Erkrankungen des Darms wie z.B. M. Crohn, Gastroenteritis, Dyspepsie
- Diabetes mellitus Typ II

##### **Harnwegsinfekte**

- Zystitis (3x Isotonic/d)

##### **Schilddrüse**

- Hyperthyreose (3x Isotonic/d)
- Hypothyreose (3x Hypertonic/d)

##### **Bewegungsgapparat**

- Arthrose/Arthritis (3x Isotonic/d über 4 bis 6 Monate)
- Akuter Gelenkrheumatismus (3x Isotonic/d über 4 bis 6 Monate)
- Fibromyalgie (3x Isotonic/d über 4 bis 6 Monate)
- Osteoporose ((3x Isotonic/d über 4 bis 6 Monate)

##### **Neurologie**

- Parkinson (6x Isotonic/d über 6 bis 8 Monate)
- Alzheimer (2x Isotonic/d über 6 bis 8 Monate)
- Depressionen (3x Isotonic/d für extrovertierte Menschen) Hypertonic 2 A./d für introvertierte Menschen)
- Schlaflosigkeit (3x Isotonic/d)

##### **Zähne/Zahnfleisch**

- Karies (3x Isotonic/d, Mundspülung mit Hypertonic 2x/d)
- Entzündung (3x Isotonic/d, Mundspülung mit Hypertonic 2x/d)
- Blutungen (3x Isotonic/d, Mundspülung mit Hypertonic 2x/d)
- Zahnextraktion (Hypertonic 1 A. morgens + Isotonic 2 A. nachmittags u. abends, Mundspülungen mit Isotonic nachmittags)

##### **Bei sportlicher Betätigung**

- Im Ruhezustand 3x Isotonic/d

#### Schonende Zubereitung

Das spezielle Herstellungsverfahren in OCEAN ENERGY erhält die Phycocyanin-Moleküle in ihrer ursprünglichen Form, biologische Eigenschaften bleiben maximal erhalten.

#### Verpackungseinheit

20 Ampullen